

Modellguss mit CAD/CAM

Abnehmbare Prothetik


muss funktionell, stabil, phonetisch, aber auch ästhetisch sein.

Vertrauen Sie der ESS Zahntechnik AG, wir bringen Ihnen Ihr schönstes Lächeln zurück.

Wir arbeiten seit 1995 mit digitaler Unterstützung. Jedes Jahr kommen neue Möglichkeiten dazu, immer mit dem Ziel möglichst funktionellen, beständigen, **ästhetischen** und **erschwinglichen** Zahnersatz herzustellen.

Ein weiteres Beispiel das wir Ihnen Vorstellen möchten ist eine stabile Stegkonstruktion, die zudem optimal grazil und komfortabel ist, für den Patienten, wie auch für den Zahnarzt.

Die abnehmbare Prothese auf Implantaten



Vorgehensweise

Zahnarzt

Alginatabdrücke OK/UK

Abdrucknahme mit Abdruckpfosten

Bissrelationsbestimmung

1. Einprobe, evtl. Korrekturen

2. Einprobe -> OK zur Stegeinprobe

Stegeinprobe -> Modellguss -> Fertigstellung

ESS Zahntechnik AG

Modelle – indiv. Löffel für

Abdrucknahme mit Abdruckposten

Meistermodellherstellung - Bisschablone evtl.

Intraoral-Registrierat

Modelle einartikulieren, Aufstellung der Prothese in Wachs

Umsetzen der Korrekturen

Stegherstellung mit CAD/Cam Verfahren

Fertigstellung, evtl. Zahnfleisch Individualisierung

Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie uns in **Zürich** +41 44 366 44 00 oder **Küsnacht** +41 44 910 67 79