

Schiententechnik by ESS Zahntechnik AG

Die ESS Zahntechnik AG ist Spezialist was Schiententechnik anbelangt.

Die Möglichkeiten sind auch in diesem Bereich riesig. Mit dieser Übersicht ermöglichen wir Ihnen auf einfache Art und Weise die gewünschte Schiene zu markieren.

Vorgehensweise:

Markieren Sie auf jeder Linie das gewünschte Produkt, so das Sie am Ende die folgenden Punkte ausgefüllt haben:

① Material → ② Dicke → ③ Länge → ④ Farbe → ⑤ Sonderwünsche

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| ① Material | hart | | | weich | | | weich/hart | | | | | |
| ② Dicke | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.3 mm* | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm** | | |
| ③ Länge | Genau Zahnhals Länge | | 1mm kürzer als Zahnhals | | 1mm länger als Zahnhals | | nur oral 1mm länger als Zahnhals | | 2mm länger als Zahnhals | | 3mm länger als Zahnhals | Ihr Wunsch |
| ④ Farbe | transparent | Frees – blau (nur hart/weich) | | Grün (nur hart) | | Blau (nur hart) | | Zebra (nur weich) | | Bunt (nur weich) | | Sonderanfertigung nach dem Playsafe System siehe Internetseite ESS |
| ⑤ Sonderwünsche | | | | | | | | | | | | |

* nur hart/weich

** nur weich, hart/weich

Unklarheiten oder Fragen?

Kontaktieren Sie uns in **Zürich** +41 44 366 44 00 oder **Küsnacht** +41 44 910 67 79